

## そこに❤️AEDがあれば、 救える命があります。



心臓突然死は、いつでも誰にでも起る可能性があります。日本での心臓突然死は年間6万人とも言われています。その原因のほとんどが、心臓が痙攣し全身に血液を送れない心室細動という状態です。この心臓の痙攣を止める唯一の治療方法が除細動器（AED等）による除細動です。多くの企業・学校・施設にも

- ①すぐに使える場所への適正配置
- ②バッテリー・パッド等の期限管理
- ③正しい使用方法の教育・訓練

が求められています。

心肺停止で  
脳の回復が  
困難となる


### 3分～4分以上

救急車の平均  
到着時間は

### 8.6分



1分でも早い  
AEDの使用が  
生存退院率の増加に  
つながります



### AEDの配置基準

### 4分以内に電気ショックが可能になる設置がポイント！

現場から片道**1分以内**の配置  
(距離にすると300m毎の設定が目安)

エレベータホールや、階段の近くへの配置


AED設置場所への通報によって、管理者が現場へ直行する体制

わかりやすい場所への配置  
(入り口付近、普段から目に入る場所、多くの人が通る場所、目立つ看板の併設等)

誰もが24時間いつでもアクセス可能な配置  
(カギをかけない、あるいはガードマン等、常に利用できる人がいる体制等)

### 生死を分ける4分間

### AEDを取りに行く時間をいかに短縮できるかがポイント！



# AED 安心プラン

AED本体と5年間の消耗品がセットされた安心プラン、追加費用は不要

導入に関わるご様々な相談を承ります

## 初めてでも正しく使えるオムロンのAED

- 心電図をすばやく的確に分析
- 充実のセルフチェック機能
- 高い堅牢性

一般的名称 非医療従事者向け自動除細動器  
販売名 自動体外式除細動器 レスキューハート  
HDF-3500

医療機器承認番号:22700BZI00047000

高度管理医療機器

特定保守管理医療機器

自動体外式除細動器 レスキューハート  
HDF-3500

2015年ガイドライン対応



軽量  
コンパクトで  
扱いやすい  
本体:H200xW180  
xD50mm 1.1Kg

その他主な付属品

- ・除細動パッドパック×1
- ・キャリングケース×1
- ・サインシール×1

## AED救急キット

- 心肺蘇生を行う際に必要な備品をパッケージしています。



同梱品：ニトリルゴム手袋、カミソリ、ハサミ、タオル、蘇生用マウスピース、ペーパータオル



## 除細動パッドパックの使用期限前に交換品をお届けする安心なサービス

### 消耗品お届けサービス AED安心パック (成人用)

商品型番:HDF-CS-3155


### 特長

AEDの消耗品(除細動パッドパック)を  
タイムリーにお届け。

救命活動で除細動パッドパックを  
使用された場合も、5年間は追加費用ナシ!

幼稚園・保育園のお客様へ

未就学児にも対応した安心パック(成人用+未就学児専用パッドのセット)もご用意しています。お問い合わせください。



除細動パッドパック

・救命活動で除細動パッドパックを使用された場合の、パッドパック交換補償付き。

※ 救急救命時以外は除細動パッドパックの緑のつまみを引き出さないでください。引き出すと使用できなくなります。

- ・病院および消防機関には販売できません。
- ・安心パックがないモデルもご用意しております。
- ・お断りなく商品使用を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

### サービスの流れ



### 使用時も都度供給で安心

救命活動で  
パッドを使用  
▼  
サポートセンター  
に連絡  
▼  
新しいパッドを  
お届け

### AED 使用上のご注意

- AEDを設置したら、いつでも使用できるように、消耗品の有効期限など日頃からの点検が重要です。
- 未就学児には、未就学児専用除細動パッドパック(別売)を使用してください。未就学児専用除細動パッドパックがない場合は、付属の除細動パッドパックを使用してください。付属の除細動パッドパックを未就学児に使用する場合には、特に、2枚のパッドが触れ合うことがないように、注意してください。
  - AEDを設置した際はAED管理者を設け、製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理して下さい。特に除細動パッドパックの使用期限の確認および期限内の交換を確実に実施して下さい。
  - 除細動パッドパック等の消耗品に使用期限があることを明記したAED消耗品交換時期表示ラベルを、外部から確認できるように、付属のAEDキャリングケースのわかりやすい位置に取り付けてください。
  - AED設置者及び管理者は、次の場合、製造販売業者又は販売業者に連絡してください。①不測の事態の発生時②誤差する時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る)③廃棄する時
  - 除細動パッドパックは再使用禁止であり、使い捨てです。
  - 医療機器は、その品質、有効性及び安全性の確保を維持する期間を明確化するために、「耐用期間」が設定されています。「耐用期間」を過ぎたAEDは、できるだけ速やかな更新をお勧めします。

●パッドの交換や交換後の廃棄はお客様に実施していただきます。●救命活動以外で使用された場合は補償交換ができません。●AED安心パックは、病院および消防機関には販売できません

## AEDを使った CPR(心肺蘇生法)講習サービス

いざという時に、正しく一次救命処置を施すために、実技を含めたAED講習を受講することをお勧めしています。



### CPR 講習サービス

60分 20名まで 料金 19,800円 (税別)

- 注意事項
- ※サービス提供範囲について 日本国内 (一部離島は除く)
  - 担当スタッフの在席拠点から片道30kmもしくは1時間を超える場合には出張料金として、片道15kmもしくは30分ごとに10,000円の出張旅費が加算されます。
  - ※実技指導は6名までとなります。

## 専用設置用品 (内田洋行 製)



AEDフック  
(ネジ固定穴付、ネジ非同梱)

3,980円(税別)  
W240×D20×H92mm



AEDホルダ  
(ネジ固定穴付、ネジ非同梱)

9,800円(税別)  
W240×D144×H365mm



ホルダスタンド

39,800円(税別)  
W475×D475×H1120mm

ご用命・お問い合わせは

東京本社  
東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー 14F  
TEL 03-3537-0888 FAX 03-3537-0800 〒104-0033  
世田谷営業所 TEL 03-5355-5010 FAX 03-3537-0800  
埼玉支店 TEL 048-778-8979 FAX 048-778-8996  
仙台支店 TEL 022-298-6052 FAX 022-298-6053  
北海道支社  
北海道札幌市中央区北1条東4丁目1番地1  
サッポロファクトリー1条館1F  
TEL 011-272-3311 FAX 011-272-8889 〒060-0031  
釧路支店 TEL 0154-24-4211 FAX 0154-24-4232  
帯広支店 TEL 0155-34-2418 FAX 0155-34-2477

神奈川支社  
神奈川県横浜市神奈川区金港町6-6  
横浜みなと第一生命ビル11F  
TEL 045-444-2581 FAX 045-444-2585 〒221-0056  
厚木支店 TEL 046-225-0315 FAX 046-294-0200  
川崎営業所 TEL 044-571-4950 FAX 045-444-2585  
静岡支店 TEL 054-269-5018 FAX 054-269-5019  
名古屋支店 TEL 052-857-1200 FAX 052-857-1201

大阪支社  
大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル15F  
TEL 06-6910-7171 FAX 06-6944-9100 〒540-0008  
神戸支店 TEL 078-231-1421 FAX 078-231-1422  
九州支社  
福岡県福岡市博多区諸岡5-2-1  
TEL 092-588-7123 FAX 092-588-7122 〒812-0894  
鹿児島支店 TEL 099-206-0211 FAX 099-206-0010  
大牟田オフィス TEL 0944-41-1118 FAX 0944-41-1660  
久留米支店 TEL 0942-40-3123 FAX 0942-40-3122

株式会社 **ウチダシステムズ**  
www.uchida-systems.co.jp